

Soojendav Põlve Massaaž Liigeste Valule „Finteko”

Kasutusjuhend „Finteko”

1. Kinnitage rihmad, libistades plastikust klambrid teraapiaseadme külgedel olevatele sakidele.
2. Asetage pistik seadmesse, mis asub juhtpaneeli kõrval.
3. Asetage seade põlvele nii, et juhtpaneel oleks keha suunas.
4. Kerige rihmad jala ümber ja kinnitage klambrid seadme teisel küljel olevate sakide külge.
5. Seadke massaažirežiim vastavalt soovitud spetsifikatsioonile.
6. Lülitage režiimid läbi, vajutades funktsiooninuppe, kuni jõuate soovitud seadistusteni.



Aitäh, et ostate põlvehooldusseadme. See kasutusjuhend sisaldab olulist teavet seadme kasutamise ja ohutuse kohta. Enne kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja mõistke seda hästi. Hoidke seda juhendit tulevikuks, et saaksite vajadusel nõu pidada.

MÄRKUS: See seade ei ole mõeldud meditsiiniliseks otstarbeks. See on mõeldud ainult lõõgastava massaaži pakkumiseks kodus.

- Vaikimisi infrapuna soojendusravi aeg on 30 minutit. Kui vajate rohkem tsükleid, vajutage juhtpaneelil start/stop nuppu uuesti.
- Erinevates režiimides on mõned nupud erinevate funktsioonide jaoks lukustatud. Rohkem teavet leiate jaotisest KUIDAS KASUTADA.



1. Juhtpaneel.
2. ABS korpus.
3. Kaas.
4. Vibraator (2 tk).
5. Spekter.
6. TPU korpus.
7. Soojenduspad.

- Lülitage seade välja ja laske sellel enne puhastamist jahtuda.
- Ärge kunagi pange seadet vette ega muusse vedelikku.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid, harju, bensiini, petrooli, klaasi/mööblihooldusvahendeid või värvilahustit.



Ohutushoiatused

- See seade on mõeldud ainult sisekasutuseks kodudes.
- Ärge jätke sisselülitatud seadet järelevalveta.
- Eemaldage alati pistik pistikupesast pärast kasutamist.
- Ärge kasutage seadet kütteseadmete, kaminade või muude kuumusallikate läheduses ning ärge kasutage seda suitsetamise ajal.
- Ärge kasutage seadet, kui pistik või juhe on kahjustatud või kui see on rikkis või märg. Lülitage toide sisse ainult siis, kui toitelüliti on VÄLJA asendis.
- Ärge kasutage seadet saunas, vannitoas või niiskes keskkonnas.
- Ärge kasutage seadet märja keha või märjas kohas.
- Pärast laadimist oodake 60 minutit enne seadme kasutamist.
- Hoidke seade lastele kättesaamatus kohas. Ärge kasutage toodet magades. Et vältida lihaste ja närvide liigset ergutamist, ei tohiks massaaži kestus ületada soovitatud 60 minutit korraga (vaikimisi aeg on 30 minutit, kui soovite kasutada veel ühte tsüklit, tehke 5-10 minutiline paus).

HOIATUS: PÕLETUSOHTU, TULEOHTU, ELEKTRILÖÖGI OHTU VÕI VIGASTUSTE OHTU VÄHENDAMISEKS:

- Ärge kasutage seadet teki, padja või muude materjalide all. Liigne kuumenemine võib tekkida ja põhjustada tulekahju, elektrilöögi või vigastusi.
- Kasutage seda seadet ainult siin juhendis kirjeldatud otstarbel.
- Ärge kunagi kasutage seadet, kui selle juhe või pistik on kahjustatud, kui see ei tööta korralikult, kui see on kukkunud või vette kukkunud.
- Ärge kandke seadet toitejuhtme järgi ega kasutage toitejuhet kui käepidet.
- Enne pistiku pistikupesast eemaldamist seadke kõik juhtnupud VÄLJA asendisse.
- Kasutage ainult selle seadmega kaasas olnud originaalset AC adapterit.

Hooldusjuhised

- Piserdage 50% alkoholi ja vee seguga.  
- Loputage ja laske õhu käes kuivada.
- Ärge puhastage kuival, ärge triikige ega valgendage.

MASSEERIIJA.EE neurogena+

Masazuokliai24.lt™, Neurogena.us™ 6860 Big Horse Rd • Chicago, TN 37343 • (800) 257-4587

